

Panduan Penggunaan Medisa

Penyusun: aryaramadika78@gmail.com , Delfitri Nanda Irawan , *last update:* Mar 11, 2026

Catatan Perubahan

Versi	Tanggal	Penyusun	Keterangan
1.0.0	9 Mar 2026	Rama, Delfitri	Versi Awal

Daftar Isi

Panduan Penggunaan Medisa.....	1
Daftar Isi.....	2
Ringkasan.....	4
Ekosistem Medisa.....	4
1. Dashboard Web Medisa.....	4
2. Medisa Mobile.....	5
Cara Mengakses Medisa.....	6
Cara Menginstal Aplikasi Medisa Mobile (Android).....	6
Cara Menginstal Aplikasi Medisa Mobile iOS (iPhone/iPad).....	8
Mengakses Dashboard Web Medisa.....	10
Panduan Dashboard Web Medisa.....	11
Akses Akun: Registrasi, OTP, & Login.....	11
1. Registrasi Awal.....	11
2. Verifikasi OTP (One-Time Password).....	12
3. Login.....	13
Rekam Medis Elektronik (EMR).....	14
Manajemen Pasien.....	17
Mengelola Langganan & Penagihan.....	20
Paket Langganan yang Tersedia.....	20
Riwayat (Riwayat Pembayaran).....	23
Panduan Medisa Mobile.....	25
Halaman Beranda Medisa.....	25
Medisa Voice: Fitur Perekaman.....	26
Langkah 1: Memulai Perekaman.....	26
Langkah 2: Memilih Tipe Pasien.....	27
Langkah 3: Menentukan Pasien.....	28
Langkah 4: Proses Perekaman.....	29
Langkah 5: Rekaman Sedang Diproses.....	30
Manajemen Pasien.....	31
Menambahkan Pasien Baru.....	31
Meninjau Riwayat.....	32
Meninjau dan Memverifikasi Catatan.....	33
Langkah 1: Mengakses Draf.....	33
Langkah 2: Meninjau Rekam Medis Elektronik.....	33
Rekaman.....	35

Fitur Rekaman.....	35
Settings (Pengaturan).....	37
Profil Pengguna.....	37
Paket Langganan Aktif.....	38
Log Out (Keluar).....	38

Ringkasan

Selamat Datang di Medisa

Asisten Pintar untuk Dokumentasi Klinis Anda.

Medisa dirancang untuk membantu dokter lebih fokus pada perawatan pasien dan mengurangi pekerjaan administrasi. Cukup dengan merekam percakapan saat konsultasi, Medisa akan secara otomatis mengubah suara menjadi teks dan menyusun **Rekam Medis Elektronik (RME)** yang lengkap serta terstruktur hanya dalam hitungan detik. Baik digunakan melalui komputer maupun perangkat seluler, Medisa menyederhanakan alur kerja Anda, menjaga rekam medis pasien tetap rapi, dan memastikan tidak ada detail penting yang terlewat di tengah kesibukan praktik Anda.

Ekosistem Medisa

1. Dashboard Web Medisa

Dashboard Web Medisa adalah portal yang dapat diakses melalui browser di komputer *desktop* atau laptop Anda.

Dashboard Web Medisa cocok digunakan untuk:

- Mengelola seluruh basis data pasien Anda.
- Peninjauan dan penyuntingan mendalam terhadap **Rekam Medis Elektronik (EMR)** yang dihasilkan.
- **Manajemen Akun:** Paket berlangganan dan riwayat penagihan.
- Ruang layar maksimal untuk melihat riwayat medis dan analisis yang kompleks.

2. Medisa *Mobile*

Medisa Mobile adalah asisten *portable* yang dirancang untuk mendukung mobilitas tinggi selama praktik. Dengan Medisa Mobile, proses dokumentasi medis dapat dilakukan langsung dari genggaman, kapanpun dan dimanapun Anda berada.

Cara mengakses **Medisa Mobile** disesuaikan dengan perangkat yang Anda gunakan:

1. Untuk Pengguna Android (Aplikasi Play Store)

Bagi pengguna Android, Medisa tersedia sebagai aplikasi resmi yang dapat diunduh langsung.

2. Untuk Pengguna iOS/iPhone (PWA)

Bagi pengguna iPhone atau iPad, Medisa menggunakan teknologi **Progressive Web App (PWA)** yang canggih. Anda tidak perlu mencari di App Store.

- **Cara Akses:** Buka tautan Medisa melalui *browser* Safari, tekan ikon "**Share**", lalu pilih "**Add to Home Screen**".

Medisa Mobile ini cocok digunakan untuk:


- **Perekaman saat bepergian:** Mulai sesi di samping tempat tidur atau di antara ruang pemeriksaan.
- **Portabilitas:** Mengakses ringkasan pasien dan rekam medis elektronik (EMR) terbaru dari saku Anda.
- **Kecepatan:** Disempurnakan untuk kenyamanan selama konsultasi aktif.

Cara Mengakses Medisa

Medisa hadir sebagai ekosistem lintas perangkat (*cross-platform*). Sesuai pada kebutuhan Anda—baik saat sedang merekam percakapan dengan pasien di samping tempat tidur atau sedang meninjau rekam medis di meja kerja—Anda dapat mengakses Medisa melalui Aplikasi Mobile atau Dashboard Web.

Cara Menginstal Aplikasi Medisa Mobile (Android)


Aplikasi mobile adalah perangkat utama yang dirancang untuk merekam sesi konsultasi dan mengelola data pasien secara praktis di tengah mobilitas Anda.



Langkah-langkah instalasi:

1. **Kunjungi Situs Resmi:** Buka browser di ponsel Anda dan akses halaman utama Medisa.
2. **Cari Tombol Unduh:** Temukan tombol "**Unduh Sekarang ↓**" yang terletak di bagian header utama. Klik tombol tersebut, dan sistem akan mengarahkan Anda secara otomatis ke halaman **Google Play Store** atau melalui link berikut:


<https://play.google.com/store/apps/details?id=io.medisa.app.twa>



3. **Instalasi:** Pada halaman Play Store, klik tombol **Install**.
4. Setelah proses instalasi selesai, ikon Medisa akan muncul di layar utama ponsel Anda untuk akses cepat kapan saja.


Cara Menginstal Aplikasi Medisa Mobile iOS (iPhone/iPad)

Untuk pengalaman terbaik di iPhone, Anda dapat menambahkan Medisa ke layar utama (*Home Screen*). Ini memberikan tampilan layar penuh dan pengalaman menggunakan aplikasi secara maksimal tanpa perlu mengunduhnya dari App Store.




Langkah-langkah instalasi:

1. **Buka Browser:** Buka Safari (atau browser pilihan Anda) dan kunjungi laman app.medisa.io.
2. **Buka Menu:** Setelah halaman login terbuka, perhatikan bilah navigasi di bagian bawah. Ketuk ikon Berbagi/Share (ikon kotak dengan panah ke atas) atau ikon tiga titik (...).
3. **Pilih Opsi Share:** Dari menu yang muncul, ketuk tombol **Bagikan/Share**.




4. **Temukan Opsi Lainnya:** Gulir ke bawah pada daftar pilihan yang muncul atau ketuk ikon **Lainnya (...)**.
5. **Tambah ke Layar Utama:** Cari dan pilih opsi **Tambah ke Layar Utama (Add to Home Screen)**.
6. **Konfirmasi:** Layar konfirmasi akan muncul dengan ikon Medisa. Ketuk **Tambah (Add)** di pojok kanan atas.
7. **Selesai:** Ikon Medisa kini akan muncul di layar utama iPhone Anda bersama aplikasi lainnya. Cukup ketuk ikon tersebut kapan pun Anda ingin memulai konsultasi.



Mengakses Dashboard Web Medisa

Dashboard Web digunakan untuk peninjauan klinis yang lebih mendalam, menyunting Rekam Medis Elektronik (RME), serta mengelola paket langganan Anda melalui komputer *desktop* atau laptop.



Langkah-langkah Akses:

1. **Gunakan Browser Desktop:** Melalui browser komputer Anda (seperti Chrome, Safari, atau Edge), kunjungi alamat resmi Medisa di medisa.io.
2. **Klik Tombol Daftar:** Di pojok kanan atas bilah navigasi, klik tombol hijau bertuliskan "Daftar Sekarang".
3. **Masuk ke Portal:** Anda akan langsung diarahkan ke halaman Login/Registrasi Portal untuk memulai mengakses akun Anda.


Panduan Dashboard Web Medisa

Akses Akun: Registrasi, OTP, & Login

Medisa menerapkan proses autentikasi yang aman untuk melindungi data klinis Anda serta informasi sensitif pasien Anda.

1. Registrasi Awal

Untuk mulai menggunakan platform ini, Anda harus membuat profil profesional terlebih dahulu.




Langkah-langkah:


1. **Kunjungi Portal:** Buka portal web Medisa.
2. Klik tombol **Daftar** atau **Sign Up**.
3. **Lengkapi Data Profesional:** Isi detail data diri Anda dengan benar:
 - o Nama Lengkap
 - o Alamat Email (Ini akan menjadi nama pengguna/username utama Anda)
 - o Kata Sandi (Pastikan kuat dan aman)
 - o Nomor Telepon
4. Klik tombol **Daftar**.

2. Verifikasi OTP (*One-Time Password*)

Untuk memastikan keamanan akun dan memverifikasi alamat email Anda, Medisa menggunakan verifikasi dua faktor (2FA).



The screenshot shows the 'Verify Your Email' screen of the Medisa application. At the top is the Medisa logo. Below it, the title 'Verify Your Email' is displayed. A message states: 'We've sent a 6-digit verification code to realistic92+@gmail.com'. There are six empty square boxes for entering the code. Below these is a green 'Verify Account' button. Underneath the button, it says 'Didn't receive the code?' followed by a 'Resend Code' link. A 'Security Info' box contains a lock icon and text: 'The verification code expires in 30 minutes. After verification, your secure blockchain wallet will be created automatically.' At the bottom, it says 'Wrong email? Register again'.



The screenshot shows the 'Verify Your Account' screen of the Medisa application. At the top is a green header with the text 'AI-Powered Medical Records on Blockchain'. Below this is the title 'Verify Your Account' and a greeting 'Hi Rama,'. A welcome message says: 'Welcome to Medisa! Please use the verification code below to complete your account setup and start managing your medical records securely.' A 'VERIFICATION CODE' box contains the text 'Enter this code to verify your account', 'Secure your medical records with AI-powered blockchain technology', and the code '756577'. Below the code, it says 'This code expires in 30 minutes'. A 'Time-Sensitive Code' box contains a clock icon and text: 'Important: This verification code will expire in 30 minutes for security purposes. Please complete your verification promptly.' At the bottom is a 'Security Notice' box with a shield icon.


Langkah-langkah:

1. **Cek Email:** Setelah mengirimkan pendaftaran, periksa **Kotak Masuk (Inbox)** email yang Anda gunakan untuk mendaftar.

2. Cari email dari Medisa yang berisi **6 digit kode OTP**. (Periksa folder *Spam* jika Anda tidak menemukannya dalam waktu 2 menit).
3. **Masukkan Kode:** Kembali ke halaman registrasi Medisa dan masukkan kode OTP tersebut pada kolom yang tersedia.
4. **Verifikasi:** Klik **Verifikasi Akun** untuk mengaktifkan akun Anda.


3. Login

Setelah akun Anda terverifikasi, Anda dapat mengakses dashboard dari browser komputer Anda.



Langkah-langkah:

1. Buka halaman Login Medisa.
2. Masukkan **Alamat Email** dan **Kata Sandi** yang telah terdaftar.
3. Klik **Login** untuk mengakses dashboard pribadi dan rekam medis pasien Anda secara



Rekam Medis Elektronik (EMR)

Dashboard Web dirancang secara optimal untuk mematangkan catatan medis yang dibuat melalui rekaman perangkat seluler Anda.

Langkah-langkah:

- 1. Cari Data Pasien:** Buka tab **Beranda** atau tab **Pasien**.
- 2. Pilih Rekam Medis:** Buka Rekam Medis Elektronik (RME) yang baru saja dibuat (contoh: Catatan SOAP).

Selamat Datang, Rama
Dashboard rekam medis elektronik

Paket Saat Ini

Free

⌚ Berakhir pada: 9 April 2026

Penggunaan Kuota

5 / 60 menit

Status
Aktif

Rekam Medis
Kelola dan tinjau rekam medis elektronik

1 rekam medis

Q Cari nama pasien atau nomor EMR...



Jorginho Frello EMR-041176F9
9 Mar 2026 · 12.03

Belum Diverifikasi



Audio



EMR




Tinjauan




Blockchain

Electronic Medical Record (EMR) Tanggal Pembuatan: 09 Maret 2026 pukul 04.03 UTC SUBJECTIVE (Keluhan Pasien) Pasien meng...


3. Klik tombol **Edit RME** untuk masuk ke mode ubah.




4. Sekarang Anda dapat memperbaiki atau melengkapi isi RME Anda. Setelah selesai, klik tombol **"Simpan"** untuk memperbarui data secara permanen.



- Klik pada tab **Transkrip** di dalam RME untuk menuju bagian suara atau teks tertentu. Fitur ini memudahkan Anda memverifikasi konteks pembicaraan asli secara cepat tanpa harus mendengarkan seluruh rekaman.



The screenshot shows the Medisa EMR interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Pasien, Riwayat, Pengaturan, Online, and Logout. Below this, there is a video player with a progress bar at 0:00 / 4:41. Below the video player, there are two tabs: EMR and Transkrip. The Transkrip tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there are buttons: Salin Semua, Edit EMR, and Simpan di Blockchain. The main content area displays the 'Electronic Medical Record (EMR)' for a patient, dated 09 Maret 2026 pukul 04.03 UTC. It includes sections for 'SUBJECTIVE (Keluhan Pasien)' and 'OBJECTIVE (Pemeriksaan Objektif)' with detailed medical notes and timestamps.




The screenshot shows the Medisa EMR interface with the 'Transkrip' tab selected. The interface displays a list of messages in a chat-like format, with timestamps and roles (Dokter/Pasien) indicated. The messages are as follows:

- 00:02 Dokter:** Selamat pagi, Mbak. Silakan duduk. Bagaimana kabar Bapak hari ini?
- 00:07 Pasien:** Pagi, Dok. Terus terang saya kurang enak badan, Dok. Batuk terus dan napas saya rasanya berat banget.
- 00:16 Dokter:** Baik, coba ceritakan lebih detail dulu ya, keluhannya sudah sejak kapan?
- 00:22 Pasien:** Eh sudah sekitar 3 hari ini sih, Dok. Batuknya tuh kering gitu enggak ada dahaknya, terus napas saya kok rasanya sesak gitu ya apalagi kalau misalnya malam sama pagi hari.
- 00:35 Dokter:** Apakah ada demam atau meriang?
- 00:38 Pasien:** Enggak ada demam sih, Dok. Cuma batuk sama sesak napas aja yang mengganggu.


Manajemen Pasien

Fitur untuk mengelola basis data klinis Anda dengan aman untuk mengatur identitas pasien, melacak detail demografis, dan mengakses riwayat konsultasi secara lengkap dalam satu tempat.




Langkah-langkah:

1. **Buka Tab Pasien:** Pada bilah navigasi atas, klik menu **Pasien**.
2. **Fitur Pencarian:** Gunakan kolom pencarian untuk menemukan pasien dengan cepat. Anda bisa mengetikkan **Nama**, **Kode Pasien**, atau **Nomor Telepon**.
3. **Menambahkan Pasien Baru:**



- Klik tombol **Tambah Pasien (+)**.
- Jendela pendaftaran (modal) akan muncul di layar seperti gambar dibawah ini:




- Masukkan detail yang diperlukan:
 - Nama Lengkap
 - NIK (Nomor Induk Kependudukan)
 - No. Telepon
 - Tanggal Lahir
- Klik **Daftarkan Pasien** untuk menyimpan data ke sistem.

4. Melihat Detail dan Riwayat Pasien



- Klik pada salah satu baris pasien di daftar untuk membuka jendela **Detail Pasien**.



- **Ringkasan Demografis:** Lihat profil lengkap pasien, termasuk alamat dan kontak darurat.
- **Mulai Konsultasi:** Klik tombol hijau besar bertuliskan "**Mulai Rekam untuk Pasien Ini**" untuk langsung memulai sesi baru.
- **Riwayat Rekaman:** Gulir ke bawah ke bagian **Riwayat Rekaman** untuk melihat semua konsultasi terdahulu, tanggal kunjungan, serta statusnya (**contoh: Draft atau Final**).
- Klik **Lihat Detail** pada rekam medis tertentu untuk meninjau hasil **RME** dan transkripnya.

Mengelola Langganan & Penagihan


Medisa menggunakan model berlangganan bulanan berdasarkan kuota jam perekaman. Anda dapat memantau penggunaan saat ini, melakukan *upgrade* paket, dan mengelola riwayat penagihan langsung melalui dashboard.

Paket Langganan yang Tersedia

Pilih paket yang paling sesuai dengan volume konsultasi praktik Anda:

Pilihlah paket yang paling sesuai dengan volume konsultasi praktik Anda:

- **Medisa Starter:** Rp 850.000 / bulan. Termasuk 40 jam perekaman konsultasi, pembuatan RME berbasis AI, penyimpanan *blockchain*, dan dukungan melalui email.
- **Medisa Basic (Paling Populer):** Rp 1.500.000 / bulan. Termasuk 75 jam perekaman konsultasi, pembuatan RME berbasis AI, penyimpanan *blockchain*, dan dukungan prioritas.
- **Medisa Max:** Rp 2.500.000 / bulan. Termasuk 145 jam perekaman konsultasi, pembuatan RME berbasis AI, penyimpanan *blockchain*, dan dukungan khusus 24/7.




Langkah-langkah untuk melakukan *Upgrade Subscription*:

1. **Buka Pengaturan:** Pada menu navigasi atas, klik **Pengaturan**.
2. **Pilih Paket:** Di bagian Upgrade Paket, tinjau paket yang tersedia. Klik tombol hijau bertuliskan **"Upgrade ke [Nama Paket]"** (misalnya: **"Upgrade ke Basic"**) pada tingkatan yang ingin Anda beli.


3. **Konfirmasi Pembayaran:** Pop-up **Konfirmasi Pembayaran** akan muncul. Pastikan Anda membaca pesan yang menyatakan bahwa Anda akan dialihkan ke halaman pembayaran Xendit yang aman.

- **Lanjut ke Pembayaran:** Klik tombol **Lanjut ke Pembayaran**.




4. Anda akan dialihkan secara otomatis ke gerbang pembayaran aman kami.

- **Pilih Metode Pembayaran:** Tersedia berbagai opsi seperti Transfer Bank (BCA, Mandiri, BNI, BRI, dll.), Kartu Kredit/Debit, E-Wallet (OVO, Dana, ShopeePay), atau QRIS.
- Ikuti instruksi yang muncul di layar sesuai dengan metode pembayaran yang Anda pilih untuk menyelesaikan transaksi.




5. Setelah pembayaran berhasil, kuota akun Anda akan diperbarui secara otomatis dan Anda dapat segera melanjutkan proses perekaman konsultasi.



Riwayat (Riwayat Pembayaran)

Menu ini digunakan untuk memantau semua transaksi langganan Anda di satu tempat. Bagian ini menyediakan catatan pembayaran yang transparan, termasuk verifikasi *blockchain* untuk setiap transaksi yang berhasil.



Tanggal	Paket	Metode	Jumlah	Status	Tx Hash	Aksi
09 Mar 2026, 17:49	Medisa Basic	BCA	Rp 1.500.000	Berhasil	0xad5f...59c8	
09 Mar 2026, 15:32	Medisa Basic	Xendit	Rp 1.500.000	Menunggu	-	<button>Cek</button> <button>Bayar</button>
09 Mar 2026, 14:57	Medisa Starter	CIMB	Rp 850.000	Berhasil	0xdac8...78c8	

Cara Melihat Riwayat Pembayaran Anda:

- **Tanggal:** Waktu dan tanggal tepat saat transaksi dimulai.
- **Paket:** Paket langganan spesifik yang dibeli (misalnya: Medisa Starter, Basic, atau Max).
- **Metode:** Metode pembayaran yang digunakan (misalnya: BCA, Xendit, CIMB).

Status:

- **Berhasil:** Pembayaran telah diproses dan kuota jam perekaman Anda telah diperbarui.
- **Menunggu:** Transaksi telah dibuat namun pembayaran belum diselesaikan.
 - **Berhasil:** Pembayaran telah diproses dan kuota jam perekaman Anda telah diperbarui.
 - **Menunggu:** Transaksi telah dibuat namun pembayaran belum diselesaikan.
- **Tx Hash:** ID transaksi *blockchain* yang unik. Anda dapat mengklik kode ini untuk memverifikasi keaslian dan keamanan catatan transaksi Anda di jaringan *blockchain*.

Panduan Langkah-langkah untuk Mengelola Transaksi:


1. **Akses Riwayat:** Buka menu Pengaturan dan gulir ke bawah hingga bagian Riwayat Pembayaran.
2. **Selesaikan Pembayaran Tertunda:**
 - Jika Anda melihat status Menunggu, Anda dapat mengklik tombol hijau "Bayar" pada kolom Aksi untuk kembali ke gerbang pembayaran dan menyelesaikan transaksi Anda.
3. **Periksa Status:** Klik tombol "Cek" untuk memperbarui status transaksi tertentu secara manual jika status belum berubah setelah pembayaran.
4. **Perbarui Daftar:** Gunakan ikon **Refresh (panah melingkar)** di pojok kanan atas tabel untuk memperbarui seluruh daftar transaksi sekaligus.



Panduan Medisa Mobile

Halaman Beranda Medisa

Setelah masuk (login), Anda akan disambut dengan ringkasan status dokumentasi klinis Anda secara real-time.




- **Total Waktu Rekaman:** Menampilkan akumulasi durasi dari seluruh rekaman yang telah Anda buat.
- **Kuota Bulanan:** Pantau penggunaan bulanan Anda dalam satu tampilan. Bilah kemajuan (*progress bar*) menunjukkan berapa menit yang telah digunakan dan sisa kuota dari paket Anda (contoh: "47 menit tersisa").

Medisa Voice: Fitur Perekaman

Medisa Voice adalah mesin AI utama yang menangkap dan memproses percakapan klinis Anda menjadi data terstruktur.


Langkah 1: Memulai Perekaman

1. Ketuk tombol hijau **Mulai Rekam** pada halaman Beranda.
2. **Persetujuan Medis:** Jendela privasi akan muncul. Anda harus memastikan bahwa pasien telah memberikan persetujuan untuk direkam. Ketuk **Lanjutkan** untuk memproses.



Langkah 2: Memilih Tipe Pasien


Sebelum perekaman dimulai, pilih status pasien:




- **Pasien Terdaftar:** Pilih ini jika pasien sudah pernah berkunjung ke klinik Anda sebelumnya. Ini akan membuka daftar pencarian untuk memilih nama mereka.
- **Pasien Baru:** Pilih ini untuk mendaftarkan pasien yang baru pertama kali berkunjung. Anda akan diminta mengisi formulir registrasi singkat (Nama, NIK) sebelum rekaman dimulai.

Langkah 3: Menentukan Pasien

- **Untuk Pasien Terdaftar:** Ketik nama, kode pasien, atau nomor telepon pada kolom pencarian, lalu ketuk profil mereka.




- **Untuk Pasien Baru:** Lengkapi kolom registrasi yang tersedia dan ketuk **Daftarkan Pasien**



Langkah 4: Proses Perekaman

Setelah pasien dipilih, perekaman akan segera dimulai.



- **Visualisasi Gelombang (Waveform):** Indikator visual langsung akan muncul untuk mengonfirmasi bahwa AI sedang menangkap suara secara aktif.
- **Stop & Proses:** Saat konsultasi selesai, ketuk tombol merah **Stop & Proses**. Medisa akan segera mulai mengubah audio menjadi catatan medis yang terstruktur.

Langkah 5: Rekaman Sedang Diproses

Setelah mengetuk tombol *Stop*, notifikasi akan mengonfirmasi bahwa **Rekaman Sedang Diproses**.




- Anda tidak perlu menunggu di layar ini. Ketuk **Lanjutkan** untuk kembali ke dashboard atau lanjut menangani pasien berikutnya.

Manajemen Pasien

Pendaftaran dan peninjauan data pasien dapat dilakukan langsung melalui *smartphone* Anda.

Menambahkan Pasien Baru

Jika Anda menangani pasien baru, lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia secara menyeluruh.



Daftarkan Pasien Baru

Isi data lengkap untuk mendaftarkan pasien ke dalam sistem konsultasi

Nama Lengkap *

Ramadika

Masukkan nama lengkap sesuai kartu identitas

NIK *

5171011902000119

16 digit nomor KTP sesuai e-KTP

No. Telepon

826136354612

Opsional - untuk keperluan komunikasi konsultasi

Tanggal Lahir

08 Maret 2026

Digunakan untuk menghitung usia dan memberikan rekomendasi yang tepat

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Opsional - untuk personalisasi konsultasi

Alamat

Jalan Rama

Opsional - alamat tempat tinggal pasien

Kontak Darurat

826136354612

Opsional - nomor telepon yang bisa dihubungi saat darurat

Hubungan Keluarga

Suami


Opsional - hubungan keluarga pemilik kontak darurat

Batal Daftarkan Pasien

- **Data Wajib:** Nama Lengkap, NIK, dan Tanggal Lahir.
- **Detail Tambahan:** Anda juga dapat mencatat Jenis Kelamin, Alamat, Kontak Darurat, dan Hubungan Keluarga untuk mendapatkan Rekam Medis Elektronik (RME) yang lebih lengkap.

Meninjau Riwayat

Akses tab **Pasien** di bagian bawah layar untuk melihat daftar lengkap pasien Anda.




- **Pencarian:** Temukan pasien secara instan berdasarkan nama atau nomor telepon.
- **Profil Pasien:** Lihat detail demografis lengkap dan garis waktu Riwayat **Rekaman**.
- **Pelacakan Status:** Pantau apakah sesi terbaru masih dalam status "**PROSES**" atau sudah siap untuk ditinjau.

Meninjau dan Memverifikasi Catatan

Setelah AI selesai memproses konsultasi, sistem akan membuat catatan berstatus **Draft**. Anda dapat langsung meninjau draf ini di perangkat seluler untuk memastikan semua detail klinis akurat sebelum verifikasi akhir.

Langkah 1: Mengakses Draf


1. Buka tab **Pasien** dan pilih nama pasien yang dimaksud.
2. Pada bagian **Riwayat Rekaman**, cari catatan yang memiliki label oranye • **DRAFT**.
3. Ketuk **Lihat Detail** untuk membuka rekam medis tersebut.



Langkah 2: Meninjau Rekam Medis Elektronik

Layar detail menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk memeriksa catatan yang dihasilkan AI:


- **Pemutar Audio:** Gunakan tombol *Play* di bagian atas untuk mendengarkan rekaman asli. Ini sangat berguna jika Anda perlu mengklarifikasi bagian tertentu dari percakapan.
- **Tab RME vs. Transkrip:**
 - **Tab RME:** Menampilkan catatan medis terstruktur (Subjektif, Objektif, Asesmen, Plan).
 - **Tab Transkrip:** Menampilkan seluruh dialog kata demi kata antara Anda dan pasien.



- **Sitasi Interaktif:** Di dalam teks RME, Anda akan melihat label menit kecil seperti **[00:02]** atau **[00:07]**. Ini adalah sitasi yang terhubung langsung ke transkrip, membuktikan dari bagian mana AI mengambil informasi spesifik tersebut.

Rekaman

Rekaman adalah pustaka khusus tempat setiap konsultasi yang Anda rekam disimpan. Ini adalah ruang kerja utama Anda untuk mengelola catatan klinis yang berstatus "tertunda" dan memerlukan peninjauan.



Fitur Rekaman

- **Pencarian Terpusat:** Gunakan kolom pencarian di bagian atas untuk menemukan konsultasi spesifik dengan mengetikkan **Nama Pasien** atau **ID Rekaman** yang unik.
- **Total Rekaman:** Pustaka menampilkan jumlah total rekaman (contoh: "5 rekaman") sehingga Anda dapat dengan mudah melacak volume dokumentasi yang perlu ditangani.
- **Label Status:**
 - **DRAFT:** Menunjukkan bahwa AI telah selesai melakukan transkripsi dan pembuatan RME, namun Anda belum memverifikasinya.


- **VERIFIKASI:** Menunjukkan bahwa rekam medis telah selesai ditinjau dan dikunci (final).
- **Kartu Rekaman:** Setiap kartu memberikan ringkasan singkat hasil konsultasi:
 - **Nama & Inisial Pasien:** Identifikasi visual secara cepat.
 - **Waktu Rekaman:** Tanggal dan waktu tepat saat konsultasi berlangsung.
 - **ID Rekaman:** Kode alfanumerik unik (contoh: #92AFAC62) yang digunakan untuk pelacakan dan dukungan teknis.

Settings (Pengaturan)

Pengaturan berfungsi sebagai pusat administrasi pribadi Anda. Dari sini, Anda dapat memverifikasi detail akun, memantau penggunaan langganan, dan keluar dari aplikasi secara aman.

Profil Pengguna


Bagian ini menampilkan identitas profesional Anda yang terdaftar di ekosistem Medisa.



- **Nama:** Nama lengkap Anda yang akan muncul pada laporan yang dihasilkan.
- **Email:** Alamat email terdaftar yang digunakan untuk masuk (login).
- **Telepon:** Nomor kontak Anda.
- **Role:** Peran profesional Anda (contoh: Dokter).
- **Action:** Ketuk tombol **Edit Profil** jika Anda perlu memperbarui nama atau informasi kontak.

Paket Langganan Aktif

Medisa menyediakan pelacakan durasi rekaman secara *real-time* untuk memastikan Anda tidak kehabisan kuota saat sedang melakukan konsultasi.



- **Paket Saat Ini:** Menampilkan tingkatan paket aktif Anda (contoh: Basic, Starter, atau Max).
- **Status:** Mengonfirmasi apakah langganan Anda saat ini berstatus Aktif.
- **Berakhir pada:** Tanggal kedaluwarsa atau pembaruan siklus penagihan Anda.
- **Penggunaan Kuota:** Bilah kemajuan visual dan penghitung angka yang menunjukkan secara tepat berapa menit yang telah Anda gunakan dari total kuota bulanan (contoh: 5 / 4500 menit).

Log Out (Keluar)

Untuk menjaga keamanan data pasien, terutama jika Anda menggunakan perangkat bersama, sangat disarankan untuk keluar dari akun setelah jam praktik berakhir.

Geser ke bagian paling bawah halaman Pengaturan dan ketuk tombol merah **Log Out**.